

**Медициналық мақсаттағы бұйымды медицинада қолдану
жөніндегі нұсқаулық**

МЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТАҒЫ БҰЙЫМНЫҢ АТАУЫ

Үй қоянының цитраттық құрғақ плазмасы

ҚҰРАМЫ МЕН СИПАТТАМАСЫ

Препарат үй қоянының қанынан алынған, 5:1 арақатынасында лимон қышқылды натрийдің 5% сулы ерітіндісімен араластырылған, үй қоянының цитраттық лиофилизацияланған плазмасы болып табылады. Түсі ұсақ кеуекті, борпылдақ, ақ-қызғылт түсті.

ӨНДІРУШІ ҰЙЫМНЫҢ АТАУЫ НЕМЕСЕ ТАУАРЛЫҚ БЕЛГІСІ «ЭКОлаб» ЖАҚ, Ресей

ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ

Клиникалық зертханалық in vitro диагностика.

Емдеу-профилактикалық және санитариялық-профилактикалық мекемелерге арналған.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

1. Зерттелетін материалдар

Стафилококктарды анықтауға арналған зерттеу материалы ретінде асептика жағдайында жұмыс істеуге арналған жабдықтардан, мамандандырылған бөлмелердің беткейінен алынған шайындылар қолданылады:

- Патологиялық материал (ірің, шырышты қабық бөліністері, қан, қақырық, несеп)
- Стафилококк жұққан деп болжанған материал.
- Ішектік уыттанулар кезінде бөлінген материал (құсық, шайынды сулар, нәжіс)

2. Дайындау

1,0 мл құтының ішіндегісін 5,0 мл изотониялық 0,9% натрий хлориді ерітіндісінде ерітеді, бұл 1:5 сәйкес келеді. Ерітілген препаратты 2-ден 8 °C-ге дейінгі температурада 2 тәулік бойы сақтауға болады.

Плазмокоагуляция реакциясын дайындау:

Стерильді екі пробиркаға 1:5 арақатынасында сұйылтылған 0,5мл-ден плазманы енгізеді. Бір пробиркада (37±1) °C температурада (18±2) сағат бойы (СҚА) микроорганизмдерді өсірінділеуге арналған қоректік агарда өсірілген стафилококктың зерттелетін өсіріндісінің бір ілмегін суспензиялайды. Екінші бақылау-пробиркасы (өсіріндісіз сұйылтылған плазма). Пробиркаларды (37±1) °C температурада термостатқа салады.

3. Нәтижелерді есептеу

Көріністеу арқылы жүргізіледі. Реакцияның оң нәтижесі ретінде плазманың ұюы есептеледі (сәл тұтқырдан қоюға дейін кез келген консистенциядағы желе тәрізді ұйындының түзілуі). Нәтижелерді алдын ала есептеу – екі сағаттан соң, ақырғы – 18-24 сағаттан кейін. 24 сағат бойы плазманың ұйымауы реакцияның теріс нәтижесі ретінде есептеледі. Бақылау пробиркасында плазма консистенциясының өзгеруі бақыланбауы тиіс.

Зарарсыздандыруды сутегі асқын тотығының 6% ерітіндісімен жүргізеді.

«ЖИЫНТЫҚТАЛЫМ» ЖИНАҚТЫҢ ЖИЫНТЫҚТАУШЫЛАРЫ

Үй қоянының цитраттық құрғақ плазмасы - 1 мл-ден 10 құты.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Дайындаушы кәсіпорынның қаптамасында, құрғақ, тікелей күн сәулесінен қорғалған жерде, бүкіл жарамдылық мерзімі бойына 2-ден 8 °C-ге дейінгі температурада.

Тасымалдау - 2-ден 8 °C-ге дейінгі температурада. 72 сағат бойы 9-дан 25°C-ге дейінгі температурада тасымалдауға болады. Алыс арақашықтыққа – тек әуе көлігімен.

САҚТАУ МЕРЗІМІ

Жинақтың жарамдылық мерзімі — 24 ай.

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды

ОСЫҒАН СӘЙКЕС МЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТАҒЫ БҰЙЫМ ӨНДІРІЛГЕН НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТ

«Үй қоянының цитраттық құрғақ плазмасы» реагенттер жинағының техникалық шарттары - ТІШ 9398-082-70423725-2007
МЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТАҒЫ БҰЙЫМДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛАУ ҮШІН ПАЙДАЛАНУШЫҒА ҚАЖЕТТІ МӘЛІМЕТТЕР

Каталог бойынша нөмірі 52.01

«Үй қоянының цитраттық құрғақ плазмасы» жинағы сапасының мәселелері бойынша мына мекенжайға хабарласу керек:

Ресей Федерациясындағы өндіруші «ЭКОлаб» ЖАҚ, мекенжайы: 142530, Мәскеу облысы, Электрогорск қ., Буденный к-сі, 1 үй, тел.(49643) 3-23-11- өткізу бөлімі, 3-30-93- ОБТК, факс 3-31-43

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан сапа мәселесі жөніндегі шағымдарды қабылдайтын ұйымның мекенжайы:

Қазақстан Республикасындағы дистрибьютор: «ЭКОлаб КЗ» ЖШС, мекенжайы: 070019,Өскемен қ., Буров к-сі, 53, №1 кеңсе, тел/факс 26-21-55, тел.21-23-52